



Standing Powerchair Adapter Mount Installation Guide




CAUTION: This is not crash certified and therefore it is not to be used for transportation uses.

This is a supplementary installation guide, for full information and warnings refer to Back Support User Manual provided with your Standing Powerchair Adapter Mount.


1. Attach the hardware centrally on the back support shell using the Fixing Studs, M6 Flat Washers, and M6 Nyloc Nuts.

Use a 10mm wrench to firmly tighten the nuts.




2. Attach mount to power wheelchair using Conical Washers and M8 Dome Nuts.

Use a 13mm wrench to firmly tighten the nuts.



3. Adjust back support height by loosening M6 Nyloc nuts. When locking back support height, ensure fasteners are tight.

Further height adjust can be achieved by repositioning the mount on the back support (step 1).



Español

Instrucciones de montaje:

1. Fije la tornillería en el centro de la estructura del soporte del respaldo usando los pernos de fijación, las arandelas planas M6 y las tuercas Nyloc M6. Use una llave de 10 mm para apretar firmemente las tuercas.

2. Fije el soporte a la silla de ruedas eléctrica con arandelas cónicas y tuercas abovedadas M8. Use una llave de 13 mm para apretar firmemente las tuercas.

3. Ajuste la altura del respaldo aflojando las tuercas Nyloc M6. Al bloquear la altura del respaldo, asegúrese de que los sujetadores estén apretados. Se puede lograr un mayor ajuste de la altura reposicionando el soporte en el respaldo (paso 1).

Esta es una guía de instalación complementaria, para obtener información completa y advertencias, consulte el Manual del usuario del soporte para la espalda que se proporciona con el soporte del adaptador para silla eléctrica de pie.

Italiana

Istruzioni di montaggio:

1. Fissare la bulloneria centralmente sulla scocca del supporto posteriore utilizzando i prigionieri di fissaggio, le rondelle piatte M6 e i dadi Nyloc M6. Utilizzare una chiave da 10 mm per serrare saldamente i dadi.

2. Fissare il supporto alla carrozzina elettrica utilizzando rondelle coniche e dadi a cupola M8. Utilizzare una chiave da 13 mm per serrare saldamente i dadi.

3. Regolare l'altezza dello schienale allentando i dadi Nyloc M6. Quando si blocca l'altezza dello schienale, assicurarsi che i dispositivi di fissaggio siano ben stretti. È possibile ottenere un'ulteriore regolazione dell'altezza riposizionando il supporto sullo schienale (passo 1).

Questa è una guida all'installazione supplementare, per informazioni e avvertenze complete, fare riferimento al Manuale dell'utente del supporto per la schiena fornito con il supporto adattatore per carrozzina in piedi.

Polski

Instrukcje składania:

1. Przymocuj osprzęt centralnie do osłony tylnego wspornika za pomocą kołków mocujących, płaskich podkładek M6 i nakrętek M6 Nyloc. Użyj klucza 10 mm, aby mocno dokręcić nakrętki.

2. Przymocuj uchwyt do elektrycznego wózka inwalidzkiego za pomocą podkładek stożkowych i nakrętek kopułkowych M8. Użyj klucza 13 mm, aby mocno dokręcić nakrętki.

3. Wyreguluj wysokość oparcia pleców, poluzowując nakrętki M6 Nyloc. Podczas blokowania wysokości oparcia pleców upewnij się, że łączniki są mocno dokręcone. Dalszą regulację wysokości można uzyskać, przedstawiając uchwyt na oparcie pleców (krok 1).

Jest to dodatkowa instrukcja instalacji. Pełne informacje i ostrzeżenia znajdują się w Instrukcji obsługi podparcia pleców dostarczonej wraz ze stojącym uchwytem adaptera Powerchair.

Français

Instructions de montage:

1. Fixez le matériel au centre de la coque du support arrière à l'aide des goujons de fixation, des rondelles plates M6 et des écrous nyloc M6. Utilisez une clé de 10 mm pour serrer fermement les écrous.

2. Fixez le support au fauteuil roulant électrique à l'aide de rondelles coniques et d'écrous à dôme M8. Utilisez une clé de 13 mm pour serrer fermement les écrous.

3. Réglez la hauteur du dossier en desserrant les écrous Nyloc M6. Lors du verrouillage de la hauteur du dossier, assurez-vous que les fixations sont bien serrées. Un réglage supplémentaire de la hauteur peut être obtenu en repositionnant le support sur le support arrière (étape 1).

Il s'agit d'un guide d'installation supplémentaire. Pour obtenir des informations complètes et des avertissements, reportez-vous au manuel d'utilisation du support dorsal fourni avec votre support d'adaptateur pour fauteuil roulant debout.

Português

Instruções de montagem:

1. Fixe as ferragens centralmente na carcaça do suporte traseiro usando os pinos de fixação, as arruelas planas M6 e as porcas de nylon M6. Use uma chave de 10 mm para apertar firmemente as porcas.

2. Prenda o suporte à cadeira de rodas elétrica usando arruelas cónicas e porcas de cúpula M8. Use uma chave de 13 mm para apertar firmemente as porcas.

3. Ajuste a altura do suporte traseiro afrouxando as porcas de Nyloc M6. Ao travar a altura do suporte traseiro, certifique-se de que os fixadores estejam apertados. Ajustes de altura adicionais podem ser obtidos reposicionando o suporte no suporte traseiro (passo 1).

Este é um guia de instalação suplementar, para obter informações completas e avisos, consulte o Manual do usuário do suporte para as costas fornecido com o suporte do adaptador de cadeira elétrica de pé.

Deutsch

Montageanleitungen:

1. Bevestig de hardware centraal op de rugleuningschaal met behulp van de bevestigingsbouten, M6 platte ringen en M6 Nyloc-moeren. Gebruik een 10 mm sleutel om de moeren stevig vast te draaien.

2. Bevestig de steun aan de elektrische rolstoel met behulp van conische ringen en M8-koepelmoeren. Gebruik een sleutel van 13 mm om de moeren stevig vast te draaien.

3. Pas de hoogte van de rugleuning aan door de M6 Nyloc-moeren los te draaien. Zorg er bij het vergrendelen van de hoogte van de rugleuning voor dat de bevestigingen goed vastzitten. Verdere hoogteverstelling kan worden bereikt door de houder op de rugleuning te verplaatsen (stap 1).

Dit is een aanvullende installatiegids. Raadpleeg voor volledige informatie en waarschuwingen de gebruikershandleiding voor de rugleuning die bij uw staande elektrische rolstoeladapterbevestiging is geleverd.

Spex Ltd

solutions@spexseating.com

32 Detroit Drive, Rolleston 7675, New Zealand

Call +643 307 9790 Fax +643 307 2820

www.spexseating.com

Manual: StandingChairMount20220803